BREVET D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES AGRICOLES ÉPREUVE TERMINALE N°3 ÉTUDE DE THERMES TECHNIQUES

Option: Transformation

Spécialité : laboratoire et contrôle de la qualité

Coefficient : 4 - Durée : 2 h 30

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) : Calculatrice

Rappel : Au cours de l'épreuve, la calculatrice est autorisée pour réaliser des opérations de calcul, ou blen élaborer ûne programmation, à partir des données fournles par le sujet. Tout autre usage est interdit.

Los candidats traiteront chaque partie sur des feuilles séparées

SUJET

PREMIERE PARTIE: SCIENCES PHYSIQUES

Dans tout laboratoire d'analyses agroalimentaire, les risques sont nombreux. C'est pourquoi les techniciens doivent être attentifs lors des manipulations de produits dangereux.

1. Sécurité (1 point)

Sur un flacon du laboratoire, on trouve le pictogramme X, suivant :



Xi: irritant

- 1.1 Donner sa signification.
- 1.2 Citer trois précautions à prendre lors de l'utilisation du produit.

2007-8EP27-NOR-ME

1/7

En raison de risques de coupures, l'armoire à pharmacie du laboratoire dispose d'une solution antiseptique : l'eau de DAKIN. Elle est utilisée pour le nettoyage des plaies. Sa couleur rose est due à la présence d'ions permangan ato MnO_4 .

On souhaite déterminer la teneur en ions permanganate d'une eau de DAKIN vendue en pharmacie. Pour cela on utilise la méthode spectrophotométrique qui nécessite une gamme étalon de permanganate.

- 2. Préparation de la solution mère de permanganate de potassium de la gamme étalon (5 points)
 - 2.1 On souhaite préparer 200 mL d'une solution S_0 de permanganate de potassium de concentration $C_0=0.01$ mol.L⁻¹. Pour cela on dispose d'une solution mère de concentration C=0.1 mol.L⁻¹.
 - 2.1.1 Calculer le volume de solution mère à prélever pour préparer ${\sf S}_0.$
 - 2.1.2 Classer par ordre chronologique les différentes étapes de préparation de la solution de S_0 à l'aide des chiffres :
 - Rincer la fiole jaugée avec de l'eau déminéralisée.
 - © Compléter avec de l'eau déminéralisée sans aller jusqu'au trait de jauge.
 - Ø Mettre le volume V de la solution mère, en utilisant une pipette jaugée, dans la fiole jaugée.
 - Mettre un parafilm et homogénéiser.
 - ⑤ Prendre une floie jaugée de 50 ML.
 - Ajuster avec de l'eau déminéralisée jusqu'au trait de jauge.
 - 2.2 Afin de wérifier la concentration de la solution obtenue S_0 , on effectue un dosage d'oxydoréduction. Les ions permanganate MnO_4 de la solution S_0 sont dosés par les ions ferreux $Fe^{2\tau}$ d'une solution de sel de Mohr.
 - 2.2.1 La solution de sel de Mohr a une concentration en ions $Fe^{2\tau}$ de 0,01 mol.L⁻¹ . On notera cette concentration $C_{p,t}=0,01$ mol.L⁻¹.

On prélève un volume de set de Mohr $V_{Fe^{2r}}=25\,\mathrm{mL}$ que l'on verse dans un enenmeyer. Schématiser et légender le dosage.

Les couples oxydant/réducteur mis en jeu lors de ce dosage sont : MnO₄7Mn²⁺ et Fe²⁺/Fe²⁺.

- 2.2.2 Définir les termes oxydant et oxydation.
- 2.2.3 Écrire et équilibrer la demi équation d'oxydation du couple Fe³+/Fe²+.
- 2.2.4 Équilibrer la demi équation de la réduction du couple MnO.//Mn²+ ci-dessous :

$$M\eta O_4^{-1} + H^+ + e^- = M\eta^{2+} + H_2O$$

2.2.5 En déduire l'équation-bilan de la réaction du dosage.

2007-BEP27-NOR-ME

2/7

2.2.6 L'équivalence est atteinte lorsque la solution prend une teinte rose persistante. On note le volume de solution de permanganate alors versé : V_{meo} = 5 mL.

La relation à l'équivalence est :

$$5 C_{MnO_4^-} \times V_{MnO_4^-} = C_{Fe^{2+}} \times V_{Fe^{2+}}$$

En déduire la concentration molaire de la solution So.

2.2.7 Vérifier que la solution a été correctement préparée.

Cette solution S_0 est elle-même diluée au $1/100^{6me}$ pour donner la solution S_1 de concentration $C_1 = 10^{-6}$ mol.L⁻¹.

3. Dosage spectrophotométrique de l'eau de DAIKIN (4 points)

Cette solution S₁ est la solution mère de la gamme étalon utilisée pour le dosage spectrophotométrique de l'eau de DAKIN.

- 3.1 Légender le schéma du dispositif du spectrophotomètre en annexe A (à rendre avec votre copie).
- 3.2 Le spectrophotomètre est réglée sur 540 nm. Nommer la grandeur physique correspondant à cette valeur.
- 3.3 Le spectrophotogramme de la gamme étalon est donné en annexe B (à rendre avec votre copie).
 - 3.3.1 Donner la signification de la lettre A de l'axe des ordonnées.
 - 3.3.2 La valeur de A obtenue pour l'eau de DAKIN est 0,45. Déterminer graphiquement sa concentration en ions permanganate.

2007-BEP27-NOR-ME

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

EXAMEN:

Spécialité ou Option :

Nom : (EN MAJUSCULES) Prénoms :

BEC

EPREUVE:

Date de naissance :

EPHEUVE

Date :

19

Centre d'épreuve :

(à compléter et à rendre avec la copie)

N° ne rien inscrire

N° ne rion inscrire

ANNEXE A

Schéma du dispositif du spectrophotomètre



ANNEXE B

