

# Astuces pour les préparations de labo

## Nettoyage burette.

### TP concerné:

- TP chimie, biochimie.

### Matériel :

- papier pH

Protocole : Passez un papier pH sur la pointe de la burette pour vérifier si le pH est neutre, si oui c'est que la burette a été bien rincée.

### Commentaires :

Auteur : Céline BARBIER  
Technicienne de Laboratoire  
EPL du Nord, LEGTA de Douai (site de Douai)  
105, rue de l'université  
BP 90730  
59507 DOUAI cedex

[celine.barbier@educagri.fr](mailto:celine.barbier@educagri.fr)

Je compte sur votre collaboration pour alimenter cette rubrique, envoyez vos astuces à :

Anne BONNAUD  
lycée bel air  
1 bd hoche  
85200 Fontenay le Comte  
[anne.bonnaud-violleau@educagri.fr](mailto:anne.bonnaud-violleau@educagri.fr)