

**TESTS  
CARACTERISTIQUES  
DES  
BIOMOLECULES**

# TEST DES GLUCIDES

# Test à la liqueur de Fehling

Ce test met en évidence un certain type de glucides ( comme le glucose, le fructose ou le galactose )



Résultat négatif



Résultat positif  
(précipité rouge brique)

# Test à l'eau iodée

Ce test met en évidence un certain type de glucides  
( comme l'amidon )



Résultat négatif

(coloration orange de l'eau iodée)




Résultat positif

(coloration noire violette)


# TEST DES LIPIDES

# Test de la tache

Ce test met en évidence les lipides



**Papier opaque**  
Résultat négatif




**papier translucide**  
Résultat positif

# TEST DES PROTIDES

# Test du biuret

Ce test met en évidence un certain type de protides  
( comme les protéines )



Résultat négatif



Résultat positif  
( coloration violette )